

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTE INSTRUÇÕES
PRODUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS

COMPOSIÇÃO: óleo de eugenol 100%

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

EUGENOL foi concebido para ser utilizado como líquido de preparação de pastas destinadas ao preenchimento dos canais radiculares e materiais para preenchimento temporário de cavidades. Usado principalmente em combinação com óxido de zinco.

MODO DE USO

Para o preenchimento temporário de cavidades, a mistura deve ser preparada de forma a que a pasta não se cole ao recipiente de vidro ou à espátula. Para preencher os canais radiculares, a mistura obtida deve ter uma consistência cremosa.

CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.
Não utilizar sob materiais compósitos, uma vez que o eugenol interfere com a polimerização. Não administrar em mulheres grávidas.

PRECAUÇÕES!

Pode causar reação alérgica na pele.
Irritante para as membranas mucosas da boca e dos olhos. Em caso de contacto, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico. Se ingerido, beber muita água, não forçar o vômito. Consultar um médico. Utilizar um dique de borracha durante o trabalho com o produto. Utilizar luvas, bem como óculos e vestuário de proteção.
Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original a temperaturas até 25 °C. Proteger da luz solar.
Manter fora do alcance das crianças.
O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS

As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGEM

Frasco com conta-gotas contendo 10 ml ou 20 ml de produto.

