

Líquido para enxaguar e secar canais radiculares

**ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES**  
PRODUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS DENTISTAS

COMPOSIÇÃO: álcool isopropílico, acetona, acetato de etilo.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

O produto CANAL CLEAN destina-se a ser utilizado durante o tratamento dentário para enxaguar o canal radicular. Acelera a secagem do canal antes do preenchimento.

Adaptador com tampa de rosca para a recolha do produto para a seringa

1. Desenroskar a tampa do frasco.
2. Enroskar o adaptador no frasco.
3. Para usar, remova a tampa azul, enroskar a extremidade da seringa na abertura do adaptador, inclinar o frasco com o produto de cabeça para baixo e recolher o líquido para a seringa, segurando o adaptador ao mesmo tempo. Em seguida, colocar o frasco na posição vertical sobre a mesa e retirar suavemente a seringa com o líquido do adaptador. Recomenda-se o uso de seringas luer-lock com êmbolo de borracha.
4. Após cada utilização, fechar o adaptador com a tampa azul.
5. Para transporte, remover o adaptador e enroskar a tampa do frasco.

MODO DE USO

Após um tratamento cuidadoso do canal, introduzir CANAL CLEAN como o último produto a ser utilizado, aplicando-o com uma seringa dotada de agulha endodôntica e, em seguida, secar o canal utilizando pontas de papel.

CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.

PRECAUÇÕES!

Pode causar irritação cutânea. Irritante para as membranas mucosas. Em caso de contacto, enxaguar imediatamente com água. O produto é irritante para os olhos. Em caso de contacto, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico. Se ingerido, não forçar o vômito. Beber muita água. Consultar um médico. Pode causar sonolência e tonturas.

Utilizar um dique de borracha durante o trabalho com o produto. Utilizar luvas, bem como óculos e vestuário de proteção.

**O DISPENSADOR NÃO PODE SER USADO PARA ARMAZENAR LÍQUIDOS!**

Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original a temperaturas abaixo de 25 °C. Manter fora do alcance das crianças. O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS

As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGEM

Frasco contendo 45 ml de produto, adaptador com tampa de rosca, dispensador.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel/fax 0048 15 842-35-85