

Óleo para dissolver guta-percha

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTE INSTRUÇÕES
PRODUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS DENTISTAS

COMPOSIÇÃO: Óleo de laranja 100%

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

O produto ORANGE GUTTANE destina-se ao uso durante tratamentos de canal radicular repetidos para remover guta-percha do canal radicular.

MODO DE USO

Antes de iniciar o procedimento, é necessário imergir a pipeta fornecida em álcool (álcool etílico).

1. Colocar 1 a 2 gotas de líquido no canal utilizando a pipeta incluída.
2. Remover a guta-percha com a ferramenta de canal radicular selecionada.
3. Se necessário, utilizar outra dose do produto.
4. Se a guta-percha ainda estiver seca ou quebradiça, aplicar ORANGE GUTTANE novamente.
5. Repetir até que o efeito desejado seja alcançado.

O produto pode ser reutilizado, porém a pipeta deve ser utilizada uma única vez. A utilização repetida da pipeta pode apresentar um risco de reinfecção.

CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.

PRECAUÇÕES

Irritante para a pele. Em caso de contacto, lavar com água e sabão e enxaguar bem.

Irritante para as membranas mucosas. Em caso de contacto, enxaguar com água. Pode causar reação alérgica na pele.

Em caso de contacto com os olhos, enxaguar mantendo as pálpebras abertas durante alguns minutos debaixo de água corrente e consultar um médico. Em caso de ingestão, beber água em abundância e consultar um médico.

Ao trabalhar com o produto, utilizar dique de borracha, luvas, óculos e vestuário de proteção.

ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original a temperaturas até 25 °C. Proteger da luz solar.

Manter fora do alcance das crianças.

O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS

As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGEM

Frasco contendo 10 ml de produto, pipetas para aplicação.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85