

Detetor de cáries

**LEIA AS SEGUINTE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO  
PRODUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS DENTISTAS**

**COMPOSIÇÃO:** tetraetilrodamina, propilenoglicol, substâncias tensoativas.

**FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO**

O produto RED DETECTOR destina-se à localização de lesões de cárie.

O corante vermelho contido no produto penetra no tecido alterado pelas lesões de cárie e tingem-no de vermelho. Aumenta a segurança no trabalho, permitindo a localização da dentina afetada pela cárie, poupando o tecido saudável.

**MODO DE USO**

Antes de iniciar o procedimento, é necessário mergulhar o aplicador fornecido em álcool (álcool etílico) e inseri-lo na seringa. Depois de remover todas as lesões de cárie visíveis, aplicar uma gota do produto na área da cavidade, esperar 5 a 10 segundos e, em seguida, limpar e secar a cavidade. Os pontos com coloração vermelha mais intensa indicam a dentina afetada pela cárie.

Após a utilização do produto, empurrar o êmbolo da seringa para evitar a expulsão excessiva do produto, desenroskar o aplicador e fechar a seringa com a tampa rosçada branca.

O produto pode ser reutilizado, porém o aplicador deve ser usado uma única vez. A utilização repetida do aplicador pode apresentar um risco de reinfecção.

**CONTRAINDICAÇÕES**

Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.

**PRECAUÇÕES**

Irritante para os olhos.

Utilizar um dique de borracha durante o trabalho com o produto. Utilizar luvas, bem como óculos e vestuário de proteção.

Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

**ARMAZENAMENTO**

Conservar na embalagem original a uma temperatura inferior a 25° C. Manter fora do alcance das crianças. O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária.

Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

**PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS**

As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

**EMBALAGEM**

Seringa contendo 2 ml de produto, aplicadores descartáveis com pincel.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel/fax 0048 15 842-35-85