

Composto fluido

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTE INSTRUÇÕES
PRODUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS DENTISTAS

COMPOSIÇÃO: resinas de metacrilato (bis-GMA, UDMA, TGDMA), preenchimento não orgânico, pigmentos, fotoiniciador, inibidor.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

O composto fluido de fotopolimerização RAINBOW FLOW é destinado a:

- preenchimento de dentes de leite e dentes permanentes
- vedação de fossas e fissuras
- localização de orifícios de canais radiculares

MODO DE USO

Antes de iniciar o procedimento, mergulhar o aplicador fornecido em álcool (álcool etílico) e colocá-lo na seringa.

Preenchimento de cavidades, vedação de fossas e fissuras:

As cavidades/fossas ou fissuras devem ser condicionadas (por exemplo, com o condicionador ácido BLUE ETCH), enxaguadas e secas. Usar um sistema de ligação. Preencher a cavidade com uma camada de composto de cerca de 2 mm de espessura, depois endurecer com uma lâmpada de polimerização por 10 a 15 segundos.

Se necessário, aplicar outra camada de material e endurecer novamente.

Marcação dos orifícios do canal radicular:

Após o preenchimento permanente do canal radicular. Colocar uma camada de 2 mm de espessura de composto no orifício do canal e endurecer com uma lâmpada de polimerização por 10 a 15 segundos. A cor brilhante do material ajuda a localizar com precisão os orifícios dos canais radiculares fechados durante a próxima consulta.

Imediatamente após a utilização do produto, retirar o êmbolo da seringa e fechar a embalagem com a tampa de rosca original para evitar a polimerização do produto na seringa.

O produto pode ser reutilizado, porém o aplicador deve ser usado uma única vez. A utilização repetida do aplicador pode apresentar um risco de reinfecção.

CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.

PRECAUÇÕES

O produto não polimerizado causa irritação na pele e nos olhos. Em caso de contacto, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico. Se ingerido, beber água em abundância; não forçar o vômito.

Consultar um médico.

Pode causar reação alérgica na pele.

Ao trabalhar com o produto utilizar um dique de borracha, luvas, óculos e vestuário de proteção.

ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original a temperaturas até 25 °C. Proteger contra a radiação solar. Fechar hermeticamente após a utilização.

Manter fora do alcance das crianças.

O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS

As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Seringa contendo 1 g de produto, conjunto de aplicadores descartáveis.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
 37-450 Stalowa Wola, Polska
 ul. Kwiatkowskiego 1
 Tel/fax 0048 15 842-35-85