

EDUCAÇÃO DE CLASSE MUNDIAL

A variedade de aplicações do laser dentário continua a crescer. Através da ciência e de cursos de treino operacional, o tratamento com laser pode ser facilmente usado.

A Medency fornece certificação com o suporte das melhores universidades e centros de formação. Aumente a confiança com novas tecnologias, Estabelecer a modernização das suas instalações.

PRIMO Dental Laser System

Código
Comprimento de onda / potência
Frequência
Modo pulsátil
Intervalo pulsátil
Médico/ Classe Laser/
Dimensões/ Peso

MED001.x
980nm @ 10W
810nm @ 7W
Up to 25 kHz
Pulso multiplo continuo
20µs up to 1s
IIB / 4
205x130x50mm

**Variable models*



O Medency Primo é um dispositivo médico com certificação CE. De acordo com as directivas europeias para o Dispositivo Médico: Directiva Europeia 93/42. Todos os produtos MEDENCY são fabricados em Itália.

MEDENCY
TECHNOLOGY | INNOVATION | PASSION

FEITO PARA MEDICINA DENTÁRIA INOVADORA



PRIMO

CE
0476



MEDENCY Srl Piazza della Libertá 49
I-36077 Altavilla - Vicenza Italy
Tel +39 0444 371462
info@medency.com | www.medency.com



Watch video



O SEU DISTRIBUIDOR LOCAL

Para uso profissional (Médico) ©Medency 2019. Todos os direitos reservados. Código DPDENP01

medency.com



LASER DIODO PARA DENTISTAS E HIGIENISTAS

SIMPLESMENTE EXTRAORDINARIO

O PRIMO é a combinação perfeita estado da arte da tecnologia Laser de Diodo e a inovação e experiência da companhia MEDENCY na área da Medicina Dentária.

O PRIMO possibilita múltiplas aplicações e é a alternativa ideal aos métodos cirúrgicos tradicionais como por exemplo o bisturi eléctrico e a lâmina de bisturi. Graças ao seu interface intuitivo, os benefícios dos laser de Diodo tornam-no acessível à generalidade dos Dentistas. Tem uma versatilidade de uso sem precedentes, mantendo os custos operacionais baixos.

Desenhado, desenvolvido e feito em Itália. Com paixão e compromisso.



 **PRIMO**

 **MEDENCY**
TECHNOLOGY | INNOVATION | PASSION

O conceito do desenho Medency é baseado na funcionalidade mantendo as suas linhas modernas e ergonómicas.

É O SEU NEGÓCIO, FAÇA A ESCOLHA ACERTADA.

Valor acrescentado para o seu trabalho e para o seu consultório.

- Unidade portátil a bateria e com pedal sem fios.
- Grande visibilidade, ícones grandes e botões largos.
- Software extremamente intuitivo
- Modo MASTER para profissionais experientes
- Definições ajustáveis para todos os tipos de tecido.
- Controlo da potência no ecrã principal.
- Mais de 30 protocolos pré definidos.
- Procedimentos exclusivos para Cirurgia, Implantologia e estética
- Fibra flexível, pontas ópticas e acessórios versáteis.
- Desenho ergonómico e modernizara aumento da eficácia.
- Elegante peça de mão autoclavável.

ALARGADA VARIEDADE
DE ACESSÓRIOS



Cirurgia



Endodontia



Periodontologia



Terapia



Implantologia



Estética

MELHORES TRATAMENTOS AQUI, AGORA!

“Acreditamos que a base de um sorriso deslumbrante é uma boca saudável, por isso levamos a Medicina Dentária muito a sério”

Providenciamos tratamentos dentários avançados e de confiança, efectuados por uma equipa dedicada numa clínica moderna.

Os laser Medency são das mais avançadas tecnologias ao dispor da Medicina Dentária na actualidade. Oferecem procedimentos complexos numa única consulta, sem sangramento, sem edema ou infecções.

TEMOS A MAIS RECENTE TECNOLOGIA EM LASER PARA BENEFÍCIO DOS NOSSOS PACIENTES



DESCUBRA OS BENEFÍCIOS DO LASER NA MEDICINA DENTÁRIA



Os laser oferecem várias vantagens relativamente às técnicas habituais. Muitos pacientes sentem menos desconforto, porque têm menos dor e devido ao facto de os laser serem mais silenciosos do que outros métodos. Alguns procedimentos podem ser efectuados sem recurso a anestesia.

Os procedimentos mais comuns do Laser incluem:

- **Remoção e remodelação gengival** sem saneamento, edema ou infecções
- **Maior rapidez durante** as sessões de branqueamento dentário
- **Eliminar bactérias** e redução de profundidade de sondagem em bolsas periodontais
- **Redução da dor associada** a úlceras orais (por exemplo aftas)
- **Ajuda na regeneração** de tecidos, nervos e cicatrizes
- **Terapia da ATM reduzindo** a dor e inflamação da articulação
- **Libertação da tensão** do freio lingual para melhoria da fala e da alimentação
- **Procedimentos cosméticos** para a estética do sorriso



As aplicações do laser na Medicina Dentária abrem as portas à realização de uma grande variedade de procedimentos dentários de um modo mais confortável.

A nossa experiente equipa pode responder às suas dúvidas acerca de utilização desta tecnologia em Medicina Dentária e como a poderá aplicar aos seus pacientes em cada situação particular.