

RESPIRADOR BTL

Respirator FLAT-FIT

CE 1024

YOURSELF

protect

OTHERS

Clipe Nasal Ajustável e Tiras Elásticas

- Ajuste personalizado para evitar fugas de ar
- Incorporado para uma utilização segura

Carregado Eletrostaticamente

- Elevada eficiência de filtração
- Baixa resistência à respiração

Formato ergonómico

- Ajusta-se a todos os tipos de rosto

Câmara de Respiração Espaçosa

- Para falar facilmente



BTL PORTUGAL | BTLPORTUGAL.PT



Elevada Eficácia de Filtração

- Aprovado para uso contra o SARS-CoV-2 de acordo com PPE-R/02.075 versão 1
- Eficiência de Filtração Bacteriana e Viral $\geq 99.9\%$ de acordo com a EN14683
- Eficiência média de filtração de NaCl $> 99\%$ de acordo com 42 CFR peça 84
- Resistência a salpicos testada de acordo com a EN 14683

Respirador
aprovado
na classe **FFP2**



RESPIRADOR BTL

Respirador
aprovado
na classe

FFP2



Qualidade Elevada Para Sua Segurança

Características

Classe de filtração	FFP2
EN 14683:2019 + AC:2019	Resistência a salpicos testada
EN 14683:2019 + AC:2019	Eficiência de Filtração Bacteriana e Viral $\geq 99.9\%$
CFR 42 peça 84	Eficiência média de filtração de NaCl $> 99\%$
PPE-R/02.075 version 1	Aprovado para o uso contra o SARS-CoV-2
Válvula	Não



YOURSELF
protect
OTHERS

