

CERKAMED

medical company



CATALOGO DE PRODUCTOS
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



btrPen Broken
Tool
Remover






CERKAMED

MEDICAL COMPANY



Nós somos
Poprodutor Polaco
de materiais odontológicos

Somos un
fabricante polaco
de materiales dentales



Produtos
vendas para mais de
100 países!

¡Ventas
de productos a más de
100 países!



Equipa Cerkamed
Equipo Cerkamed

A Qualidade e
o design singular
tornam os nossos produtos especia

La calidad y el
diseño único
hacen que nuestros productos sean especiales



Os nossos dispositivos
médicos cumprem os
requisitos da norma
internacional
ISO 13485:2016.

Nuestros productos
sanitarios cumplen
los requisitos de la
norma internacional
ISO 13485:2016.



Vendemos para mais de 100 países em todo o mundo incluindo **Europa, Asia, África e América do Sul.**


Vendemos a más de 100 países de todo el mundo incluyendo **Europa, Asia, África y Sudamérica.**



btrPen Broken Tool Remover


Ferramenta dentária para remoção de instrumentos de canal partidos
Herramienta dental para extraer los instrumentos de conductos rotos

- + **garantia vitalícia**
garantía de por vida
- + **sistema de uma única ferramenta para cada tipo de cana de raiz**
sistema de una sola herramienta para cada tipo de conducto radicular
- + **ponta de trabalho mais fina do mercado: apenas Ø 0,3 mm**
la punta de trabajo más fina del mercado: soló 0,3 mm de Ø
- + **aperto preciso do instrumento partido**
agarre preciso del instrumento roto



Aproveite o impossível!
¡Aprovecha lo imposible!

THREE TIPS
ONE GOAL



O conjunto inclui:

- BTR PEN - 1 peça de Ferramenta em aço inoxidável
- CALIBRADOR BTR - 1 peças
- DICA BTR Ø 0,3 - 5 peças
- BTR SPRING - 2 peças flexível e duro (terceira mola do meio fixada no dispositivo)
- Anel de silicone O-RING BTR - 3 peças

El juego incluye:

- BTR PEN - Herramienta de acero inoxidable de 1 ud.
- CALIBRADOR BTR - 1 ud.
- Ø DE LA PUNTA DEL LÁPIZ 0,3 - 5 uds.
- RESORTE BTR - 2 uds. blandas y duras (tercer resorte central fijado en el dispositivo)
- JUNTA TÓRICA BTR de silicona - 3 uds.

Pontas mutáveis disponíveis separadamente, embaladas em 5 peças
Puntas intercambiables disponibles por separado, empaquetadas en 5 piezas



btr-pen.com



facebook.com/groups/btrpen

Junte-se à nossa fanpage
Únase a nuestra página de seguidores

L I M I T E D

Golden
edition

Ferramenta dentária para remoção de instrumentos de canal partidos
Herramienta dental para extraer los instrumentos de conductos rotos

Junte-se à elite mais vanguardista do mundo com edição limitada de BTR PEN
Únase a la élite mundial de la endodoncia con la edición limitada del BTR PEN

O conjunto inclui:

- Edição Limitada Golden BTR PEN - Ferramenta de aço inoxidável de 1 peça
- CALIBRADOR BTR - 1 peça
- PONTA DOURADA BTR - 0,3 mm - 20 peças
- PONTA BTR - 0,4 mm - 10 peças
- PONTA BTR - 0,5 mm - 10 peças
- MOLA BTR - 2 peças flexível e duro (terceira mola do meio fixada no dispositivo)
- Anel de silicone BTR O-RING - 3 peças

El juego incluye:

- BTR PEN Edición dorada limitada - Herramienta de acero inoxidable de 1 ud.
- CALIBRADOR BTR - 1 ud.
- PUNTA BTR DORADA - 0,3 mm - 20 uds.
- PUNTA BTR - 0,4 mm - 10 uds.
- PUNTA BTR - 0,5 mm - 10 uds.
- RESORTE BTR - 2 uds. blandas y duras (tercer resorte central fijado en el dispositivo)
- JUNTA TÓRICA BTR de silicona - 3 uds.

ABRA LAS PUERTAS DE SU CLÍNICA DENTAL AL LUJO

DEIXE ENTRAR O LUXO NO SEU CONSULTÓRIO DENTÁRIO



BTR PEN



btr-pen.com

Kit ideal para practicar

a remoção de arquivos endodônticos partidos dos canais radiculares

Kit ideal para la formación

la retirada de limas endodónticas rotas de los conductos radiculares

1. MICROSCÓPIO DIGITAL ADSM201

- Entrada HDMI MINI
- Porta MINI USB
- Entrada do cartão MICRO SD
- Regulamento rigoroso
- Iluminação LED

2. INSTRUÇÕES DOMICROSCÓPIO PARA USO

3. DOIS DENTES PARA FORMAÇÃO

- 8 peças de arquivos endodônticos partidos
- DIFÍCIL** 3 colunas de peças profundamente colocadas e bloqueadas (que requerem processamento antes da remoção)
- FÁCIL** 3 colunas de peças colocadas soltas

4. MASSA DE SILICONE PARA PRATICAR

- transparente e retroiluminada
- 8 pedaços de arquivos endodônticos partidos
- um espaço para posicionar o dente de formação

5. SUPORTE DE MASSA DE SILICONE

- permite uma rotação 3D

6. Caneta BTRMETODOLOGIA DE TRABALHO

- Trabalhe com caneta BTR passo a passo

7. TAPETE ANTIDESLIZANTE

- estabilidade durante o trabalho com o kit



Também disponível:
También disponible:

1. MASSA DE SILICONE PARA PRATICAR

- 8 peças de arquivos endodônticos partidos

2. MASSA DE SILICONE PARA FORMAÇÃO STAND

- permite uma rotação 3D

3. DOIS DENTES PARA FORMAÇÃO

- 8 peças de arquivos endodônticos partidos (fácil/difícil)

4. TAPETE ANTI-DESGLIZANTE

1. MASA DE FORMACIÓN DE SILICONA

- con uds. de limas endodónticas rotas

2. SOPORTE DE MASA DE FORMACIÓN DE SILICONA

- permite la rotación en 3D

3. DOS DIENTES DE FORMACIÓN

- con uds. de limas endodónticas rotas (fácil/duro)

4. ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE

1. MICROSCOPIO DIGITAL ADSM201

- Entrada MINI HDMI
- Puerto MINI USB
- Entrada de tarjeta MICRO SD
- Regulación de la altura
- Iluminación LED

2. INSTRUCCIONES DE USO DEL MICROSCOPIO

3. DOS DIENTES DE FORMACIÓN

- con uds. de limas endodónticas rotas
- DURO** 3 uds. de limas profundamente colocadas y bloqueadas (que requieren un procesamiento antes de ser retiradas)
- FÁCIL** 3 uds. de limas sueltas

4. MASA DE FORMACIÓN DE SILICONA

- transparente y retroiluminada
- 8 uds. de limas endodónticas rotas
- un espacio para colocar el diente de formación

5. SOPORTE DE MASA DE SILICONA

- permite la rotación en 3D

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL BTR PEN

- trabaje con el BTR PEN paso a paso

7. ESTERILLA ANTIDESLIZANTE

- estabilidad durante el trabajo con el kit



Modelo de dente modificado DRSK RCT.
Modelo del diente modificado DRSK RCT.

• CAVIPACK •

Preenchimento temporário
Relleno temporal

NOVIDADE
NOVEDAD



CAVIPACK

Óxido de zinco, sulfato de zinco, sulfato de cálcio, excipientes
Óxido de zinc, sulfato de zinc, sulfato de calcio, excipientes

Preenchimento temporário
Relleno temporal

Pacotes disponíveis:
3 x 10 g

Paquetes disponibles:
3 x 10 g

- material de relleno provisional en forma de pasta a base de óxido y sulfato de cinc
- sin eugenol
- se une químicamente bajo la influencia de la humedad
- fácil eliminación
- contraste en las radiografías
- aroma agradable a rosas
- envase económico: **3 x 10 g**

- material de enchimento temporário sob a forma de uma pasta à base de óxido e sulfato de zinco
- sem eugenol
- liga-se químicamente sob a influência da humidade
- remoção fácil
- contraste nas radiografias
- aroma agradável a rosas
- embalagem económica: **3 x 10 g**



RAINBOW FLOW dentina

COMPOSITE FLUIDO FOTOCURADO / RESINA COMPOSTA FLUIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL

- ✓ **RAINBOW FLOW dentina** é concebido para:
 - preenchimento de cavidades em dentes de leite e permanentes, nas cavidades das classes I, II, III, IV e V segundo Black
 - selar fissuras

RAINBOW FLOW dentina está destinado a:
 - rellenar las cavidades en los dientes de leche y permanentes, en las cavidades de las clases I, II, III, IV y V según Black
 - sellado de fisuras

- ✓ **O produto imita o tom de dentina**
El producto imita el tono de la dentina



A2

teor do agente de enchimento 62%
 contenido de relleno

- ✓ **A embalagem contém 1** Contenido del envase
 Jeringa con 1 g del producto, kit de aplicadores desechables
 Seringa contendo 1 g de produto, conjunto de aplicadores descartáveis

Aplicação:
Aplicación:



✓ **Selar fissuras**
 Sellado de fisuras



✓ **Preenchimento de cavidades em dentes de leite e permanentes**
 Rellenar las cavidades en los dientes de leche y permanentes

RAINBOW FLOW dentina está conforme com a norma / según EN ISO 4049



• Resistência à compressão / Resistencia a la compresión

• Resistência à flexão / Resistencia a la flexión

RAINBOW FLOW

CE 2409

Composite fluido fotocurado
 Resina Composta Fluida
 Fotopolimerizável

SUPER SEIS
 SUPER SEIS

Pacotes disponíveis:
 - 6 x seringa 1 g (cor: laranja, azul, rosa, amarelo, verde, púrpura) + aplicadores

Paquetes disponibles:
 - 6 jeringas de 1 g (color: naranja, azul, rosa, amarillo, verde, morado) + aplicadores



- laranja • naranja
- azul • azul
- rosa • rosa
- amarelo • amarillo
- verde • verde
- púrpura • púrpura

3D Autocolantes
 Pegatinas 3D

Paleta de cores para crianças
 Paleta de colores

RAINBOW FLOW

CE 2409

Composite fluido fotocurado
 Resina Composta Fluida
 Fotopolimerizável

Pacotes disponíveis:
 - seringa 1 g (cor escolhida) + aplicadores

Paquetes disponibles:
 - jeringa de 1 g (color elegido) + aplicadores



1 g

CHLORAXID

CE
2409

Hipoclorito de sódio 2% ou 5,25% em líquido
Hipoclorito de sodio al 2% o 5,25% en líquido

Pacotes disponíveis:
CHLORAXID 2% 200 g
CHLORAXID 2% 400 g
CHLORAXID 5,25% 200 g
CHLORAXID 5,25% 400 g

Paquetes disponíveis:
CHLORAXID 2% 200g
CHLORAXID 2% 400g
CHLORAXID 5,25% 200g
CHLORAXID 5,25% 400g

! usar com: ENDO-PREP CREAM
utilice con: ENDO-PREP CREAM



LIQUID para o enxaguamento dos canais radiculares
LIQUIDO para el enjuague de los conductos radiculares

CHLORAXID EXTRA

CE
2409

Hipoclorito de sódio 2% ou 5,25% em líquido+surfactantes
Hipoclorito de sodio al 2% o 5,25% en líquido + tensioactivos

Pacotes disponíveis:
CHLORAXID 2% EXTRA 200 g
CHLORAXID 2% EXTRA 400 g
CHLORAXID 5,25% EXTRA 200 g
CHLORAXID 5,25% EXTRA 400 g

Paquetes disponíveis:
CHLORAXID 2% EXTRA 200 g
CHLORAXID 2% EXTRA 400 g
CHLORAXID 5,25% EXTRA 200 g
CHLORAXID 5,25% EXTRA 400 g

! usar com: ENDO-PREP CREAM
utilice con: ENDO-PREP CREAM



ENDO-PREP CREAM

CE
2409

EDTA 15% em creme, peróxido de uréia
EDTA al 15% en crema, peróxido de urea

Pacotes disponíveis:
ENDO-PREP CREAM 2 ml
ENDO-PREP CREAM 5 ml
ENDO-PREP CREAM 10 ml
ENDO-PREP CREAM MEGA PACK 3 x 10 ml

Paquetes disponíveis:
ENDO-PREP CREAM 2 ml
ENDO-PREP CREAM 5 ml
ENDO-PREP CREAM 10 ml
ENDO-PREP CREAM MEGA PACK 3 x 10 ml

! recomendado para uso com líquidos da linha CHLORAXID
se recomienda su uso con líquidos de la línea de CHLORAXID

CREME para preparação dos canais radiculares
CREMA para la preparación de los conductos radiculares

ENDO-PREP GEL

CE
2409

EDTA 17% em gel
EDTA al 17% en gel

Pacotes disponíveis:
ENDO-PREP GEL 5 ml
ENDO-PREP GEL 10 ml

Paquetes disponíveis:
ENDO-PREP GEL 5 ml
ENDO-PREP GEL 10 ml

GEL para preparação dos canais radiculares
GEL para la preparación de los conductos radiculares



Pacotes disponíveis:
ENDO-SOLUTION 200 g

Paquetes disponíveis:
ENDO-SOLUTION 200 g

ENDO-SOLUTION

CE
2409

EDTA 17% em líquido
EDTA al 17% en líquido

LÍQUIDO para alargamento dos canais radiculares
LIQUIDO para el ensanchamiento de los conductos radiculares

Pacotes disponíveis:
CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 2% 200 g

Paquetes disponíveis:
CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 2% 200 g

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 2%



CITRIC ACID 40%

CE
2409

Ácido cítrico 40%
Ácido cítrico al 40%

Pacotes disponíveis:
CITRIC ACID 40% 200 g
CITRIC ACID 40% 400 g

Paquetes disponíveis:
CITRIC ACID 40% 200 g
CITRIC ACID 40% 400 g

LIQUID para o enxaguamento dos canais radiculares
LIQUIDO para el enjuague de los conductos radiculares



Pacotes disponíveis:
ISOPROPYL ALCOHOL 200 g

Paquetes disponíveis:
ISOPROPYL ALCOHOL 200 g

ISOPROPYL ALCOHOL

Isopropyl álcool
Alcohol isopropílico





Agulhas de irrigação Endo
Agujas de endo irrigación

Pacotes disponíveis:
ENDO-TOP 100 peças

Paquetes disponíveis:
ENDO-TOP 100 uds.



ENDO-PACK

LABELLED luer - dispensadores de fecho de 5 ml - 20 peças
Dispensadores de cierre Luer etiquetados de 5 ml - 20 uds.

Disponível para produtos:
CHLORAXID 2% EXTRA,
CHLORAXID 5,25% EXTRA,
CHLORAXID 2%,
CHLORAXID 5,25%,
ENDO-SOLUTION,
CITRIC ACID 40%,
CHLORHEKSIDINE DIGLUCONATE 2%.

Disponible para los productos:
CHLORAXID 2% EXTRA,
CHLORAXID 5,25% EXTRA,
CHLORAXID 2%,
CHLORAXID 5,25%,
ENDO-SOLUTION,
CITRIC ACID 40%,
CHLORHEKSIDINE DIGLUCONATE 2%.

20 x



CANAL DETECTOR

Azul de metileno

CE 2409

Indicador dos orifícios dos canais radiculares
Indicador de los orificios de los conductos radiculares

Pacotes disponíveis:
CANAL DETECTOR 2 ml
Paquetes disponíveis:
CANAL DETECTOR 2 ml



antes
antes

depois
después

CALCIPAST



Pacotes disponíveis:
CALCIPAST 2,1 g
CALCIPAST MEGA PACK 4 x 2,1 g
Paquetes disponíveis:
CALCIPAST 2,1 g
CALCIPAST MEGA PACK 4 x 2,1 g

CALCIPAST

Hidróxido de Cálcio
Hidróxido de calcio

CE 2409

Pasta de hidróxido de cálcio para o enchimento temporário
Pasta de hidróxido de calcio para el relleno provisional de conductos radiculares

CALCIUM HYDROXIDE

Hidróxido de calcio de calidad analítica
Hidróxido de calcio de calidad analítica



Pacotes disponíveis:
CALCIUM HYDROXIDE 10 g
Paquetes disponíveis:
CALCIUM HYDROXIDE 10 g



Pacotes disponíveis:
IODOFORM 30 g
Paquetes disponíveis:
IODOFORM 30 g

IODOFORM

ZINC OXIDE FAST

óxido de zinco de pureza de la farmacoepa, excipientes
óxido de zinco de pureza farmacoepica, excipientes

CE 2409



Pacotes disponíveis:
ZINC OXIDE FAST 50 g
Paquetes disponíveis:
ZINC OXIDE FAST 50 g



Pacotes disponíveis:
ZINC OXIDE 50 g
Paquetes disponíveis:
ZINC OXIDE 50 g

ZINC OXIDE

100% de óxido de zinco de pureza conforme con los requisitos de la farmacoepa
óxido de zinco 100% de pureza farmacoepica

CE 2409

Preparación de fraguado rápido para hacer la pasta
Material de presa rápida para preparación de pastas

Preparación para hacer la pasta
Material para preparación de pastas



Pacotes disponíveis:
EUGENOL 10 ml
EUGENOL 20 ml
Paquetes disponíveis:
EUGENOL 10 ml
EUGENOL 20 ml

EUGENOL

Óleo Eugenol 100%
Aceite de eugenol al 100%

CE 2409

Óleo para fazer pastas
Aceite para hacer pastas

- tempo curto de ajuste • plasticidade
- biocompatibilidade • força
- tiempo de fraguado corto • plasticidad
- biocompatibilidad • resistencia



CE 2409

Pacotes disponíveis:
 MINI 3 x 0,14 g de BIO MTA+ pó,
 1 ml de líquido
 MAXI 10 x 0,14 g de BIO MTA+ pó,
 2 x 1 ml de líquido
Paquetes disponíveis:
 MINI 3 x 0,14 g BIO MTA+ polvo,
 1 ml de líquido
 MAXI 10 x 0,14 g BIO MTA+ polvo,
 2 x 1 ml de líquido



Biomaterial para enchimento e reconstrução de canais radiculares

Biomaterial para rellenar y reconstruir los conductos radiculares



CE 2409

Pacotes disponíveis:
 MINI 3 x 0,14 g MTA+ pó,
 1 ml de líquido
 MAXI 10 x 0,14 g MTA+ pó,
 1 x 1 ml de líquido
Paquetes disponíveis:
 MINI 3 x 0,14 g MTA+ polvo,
 1 ml de líquido
 MAXI 10 x 0,14 g MTA+ polvo,
 1 x 1 ml de líquido



Material para enchimento e reconstrução de canais radiculares

Material para rellenar y reconstruir los conductos radiculares



CE

Possíveis variantes:
 MTA+ APPLICATOR
 0,8 mm
 MTA+ APPLICATOR
 1,2 mm
Posibles variantes:
 MTA+ APPLICATOR
 0,8 mm
 MTA+ APPLICATOR
 1,2 mm



CE

FERRAMENTAS DENTÁRIAS PARA MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO DE MTA+
HERRAMIENTAS DENTALES PARA LA MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DE MTA+



Ferramentas dentárias reutilizáveis para manipulação e aplicação de medida preparada de material MTA+

Herramientas dentales reutilizables para la manipulación y aplicación de la medida preparada de material de MTA+



CE



MTA SMART SYSTEM

Training set

Conjunto de formação endodôntico para aplicação MTA
Juego de formación en endodoncia para MTA de aplicación

SISTEMA MTA SMART CONJUNTO DE FORMAÇÃO

JUEGO DE FORMACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE MTA

O conjunto inclui:
El juego incluye:

- MASSA DE SILICONE PARA PRATICAR / MASA DE FORMACIÓN DE SILICONA
- DENTES PARA FORMAÇÃO PEÇAS / DIENTES DE FORMACIÓN EN UDS.
- MASSA DE SILICONE PARA FORMAÇÃO STAND PERMITE FORMAÇÃO ROTAÇÃO / SOPORTE DE MASA DE FORMACIÓN DE SILICONA PERMITE LA ROTACIÓN EN 3D
- 3D PÓ MTA 5g / FORMACIÓN MTA EN POLVO 5g
- 3D LÍQUIDO MTA 3 ml / FORMACIÓN MTA LÍQUIDO 3 ml
- COPO DOSEADOR DE MTA EM PÓ / VASO MEDIDOR PARA EL MTA EN POLVO
- PIPETA PARA APLICAÇÃO DE MTA LÍQUIDO / PIPETA PARA APLICACIÓN DE MTA LÍQUIDO
- SLIDE LÁMINA
- DRSK Modelo de dente modificado DRSK RCT. / Modelo del diente modificado DRSK RCT.
- DENTES PARA FORMAÇÃO / DIENTES DE FORMACIÓN

| | | |
|--|--|---|
| <p>2633-101-PCL Primeiro molar maxilar 3 canais, 3 raízes Perfuração do fundo do chão da câmara, perfuração da parede lateral da raiz palatina Primer molar maxilar 3 conductos, 3 raíces Perforación del fondo del suelo de la cámara, perforación de la pared lateral de la raíz palatina</p> | <p>2111-1A2-PCL Incisivo central maxilar 1 canal, 1 raiz Desenvolvimento radicular incompleto Incisivo central maxilar 1 conducto, 1 raíz Desarrollo incompleto de las raíces</p> | <p>2633-102-PCL Primeiro molar maxilar, 3 canais, 3 raízes, perfuração do piso da câmara da polpa, reabsorção do ápice externo Primer molar maxilar, 3 conductos, 3 raíces, perforación del suelo de la cámara pulpar, reabsorción del ápice externo</p> |
| <p>3623-101-PCL Primeiro molar mandibular 3 canais, 2 raízes perfuração do piso da câmara da polpa Primer molar mandibular 3 conductos, 2 raíces perforación del suelo de la cámara pulpar</p> | <p>3111-1A1-PCL Incisivo central mandibular 1 canal, 1 raiz, perfuração da parede anterior da raiz Incisivo central mandibular 1 conducto, 1 raíz, perforación de la pared radicular anterior</p> | |

Também se vendem separadamente! ¡También se venden por separado!





Pacotes disponíveis:
seringa de 10 g da preparação
+ ponta de mistura
+ papéis de mistura

Paquetes disponíveis:
jeringa de 10 g del preparado
+consejo de mezcla
+papeles para mezclar

Material de enchimento e vedação dos canais radiculares
Material de relleno y sellado de conductos radiculares



Tabela de cores e tamanhos:
Carta de colores y tamaños:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |

Pacotes disponíveis:
GUTTA PERCHA POINTS 2% 120 peças marcadas
GUTTA PERCHA POINTS 4%, 6% 60 peças marcadas
GUTTA PERCHA POINTS Pro Taper 60 peças marcadas
GUTTA PERCHA POINTS 2% PACOTE REDONDO 240 peças. marcado
GUTTA PERCHA POINTS 4% 6% PACOTE REDONDO 240 peças. marcadas

Paquetes disponíveis:
GUTTA PERCHA POINTS 2 % 120 uds. marcadas
GUTTA PERCHA POINTS 4 %, 6 % 60 uds. marcadas
GUTTA PERCHA POINTS Pro Taper 60 uds. marcadas
GUTTA PERCHA POINTS 2 % PAQUETE REDONDO 240 uds. marcadas
GUTTA PERCHA POINTS 4 %, 6 % PAQUETE REDONDO 240 uds. marcadas



Pacotes disponíveis:
GUTTA PERCHA PLUGGER 1 peça
GUTTA PERCHA PLUGGER 4 peças

Paquetes disponíveis:
GUTTA PERCHA PLUGGER 1 ud.
GUTTA PERCHA PLUGGER 4 uds.



Pacotes disponíveis:
EUCALYPTOL 10 ml pipetas para aplicação 5 peças

Paquetes disponíveis:
EUCALYPTOL 10 ml pipetas para aplicación 5 uds.



EUCALYPTOL
Óleo de eucalipto 100%
Aceite de eucalipto al 100 %

Óleo para dissolver a gutta-percha
Aceite para disolver la gutápercha



Pacotes disponíveis:
ORANGE GUTTANE 10 ml pipetas para aplicação 5 peças

Paquetes disponíveis:
ORANGE GUTTANE 10 ml pipetas para aplicación 5 uds.



ORANGE GUTTANE
Orange oli 100%
Aceite de naranja al 100 %



Pacotes disponíveis:
METHYLENE CHLORIDE 10 ml

Paquetes disponíveis:
METHYLENE CHLORIDE 10 ml



METHYLENE CHLORIDE
Diclorometano puro p.a.
Diclorometano puro anual

Pacotes disponíveis:
ABSORBENT PAPER POINTS 2% 200 peças marcadas
ABSORBENT PAPER POINTS 4% 6% 100 peças marcadas
ABSORBENT PAPER POINTS ProTaper 100 peças marcadas
ABSORBENT PAPER POINTS 2% Pacote redondo 400 peças marcadas
ABSORBENT PAPER POINTS 4% 6% Pacote redondo 240 peças marcadas

Paquetes disponíveis:
ABSORBENT PAPER POINTS 2 % 200 uds. marcadas
ABSORBENT PAPER POINTS 4 %, 6 % 100 uds. marcadas
ABSORBENT PAPER POINTS ProTaper 100 uds. marcadas
ABSORBENT PAPER POINTS 2 % Paquete redondo 400 uds. marcadas
ABSORBENT PAPER POINTS 4 %, 6 % Paquete redondo 240 uds. marcadas



ABSORBENT PAPER POINTS



Para remoção de líquidos do canal radicular
Para eliminar líquidos de los conductos radiculares

ENDO aspirator PRO[®]

para remoção de líquidos do canal radicular
 para eliminar líquidos de los conductos radiculares

Possíveis variantes:
 ENDO-ASPIRATOR PRO
 ENDO-ASPIRATOR PRO Versão dourada
PACOTE INCLUI:
 MANÍPULO - 1 peça
 APLICADOR ELÁSTICO - 10 peças
 CONECTOR - 3 peças
 MANGUEIRA LUER LOCK - 5 peças
 ÍMÃ - 5 peças
 RAMROD PARA LIMPAR
 O ENDO-ASPIRATOR PRO - 1 peça

Posibles variantes:
 ENDO-ASPIRADOR PRO
 ENDO-ASPIRADOR PRO Versión dorada
EL ENVASE INCLUYE:
 MANGO - 1 ud.
 APLICADOR ELÁSTICO - 10 uds.
 CONECTOR - 3 uds.
 MANGUERA CON CIERRE LUER - 5 uds.
 IMÁN - 5 uds.
 BAQUETA PARA LIMPIAR
 EL ENDO-ASPIRADOR PRO - 1 ud.



ACESSÓRIOS SUPLEMENTARES ACCESORIOS ADICIONALES

O PACOTE INCLUI:
 MANGUEIRA LUER LOCK - 5 peças
 CONECTOR - 1 peça

EL PAQUETE INCLUYE:
 MANGUERA CON CIERRE LUER - 5 uds.
 CONECTOR - 1 ud.



Pacotes disponíveis:
 BLUE ETCH 2 ml
 BLUE ETCH 10 ml
 BLUE ETCH 50 ml
 BLUE ETCH MEGA PACK 3 x 10 ml
 BLUE ETCH MONSTER PACK
 10 x 2 ml

Paquetes disponibles:
 BLUE ETCH 2 ml
 BLUE ETCH 10 ml
 BLUE ETCH 50 ml
 BLUE ETCH MEGA PACK 3 x 10 ml
 BLUE ETCH MONSTER PACK
 10 x 2 ml

BLUE ETCH

Ácido O-fosfórico 36%
 Ácido o-fosfórico al 36%

CE
 2409

Ácido Dental
 Grabador dental

Pacotes disponíveis:
 BLUE ETCH FLOW 2 ml
 BLUE ETCH FLOW 10 ml
 BLUE ETCH FLOW 50 ml
 BLUE ETCH FLOW MONSTER PACK
 10 x 2 ml

Paquetes disponibles:
 BLUE ETCH FLOW 2 ml
 BLUE ETCH FLOW 10 ml
 BLUE ETCH FLOW 50 ml
 BLUE ETCH FLOW MONSTER PACK
 10 x 2 ml

BLUE ETCH FLOW

Ácido O-fosfórico 36%
 Ácido o-fosfórico al 36%

CE
 2409

Ácido dental fluível
 Grabador dental fluido



FLUXO GRAVURA AZUL
 FLUJO DE GRABADOR AZUL



Pacotes disponíveis:
 Seringa de 2 ml

Paquetes disponibles:
 Jeringa 2 ml

YELLOW PORCELAIN ETCH

Ácido fluorídrico 9,5%
 Ácido fluorhídrico al 9,5%

CE



Pacotes disponíveis:
 Seringa de 2 ml
Paquetes disponibles:
 Jeringa 2 ml

SILAN

Silano metacrílico
 Silano metacrílico

CE

ALUSTAT FOAM

Cloreto de alumínio 20%
Cloruro de alumínio al 20%

CE 2409

Pacotes disponíveis:
ALUSTAT FOAM 0,8 g
ALUSTAT FOAM MEGA PACK
4 x 0,8 g
Paquetes disponibles:
ALUSTAT FOAM 0,8 g
ALUSTAT FOAM MEGA PACK
4 x 0,8 g



ESPUMA para estancar a hemorragia
ESPUMA para frenar la hemorragia

ALUSTAT

Alumínio cloreto 25%
Cloruro de alumínio al 25%

CE 2409

Pacotes disponíveis:
ALUSTAT 10 g
Paquetes disponibles:
ALUSTAT 10 g



LÍQUIDO para estancar a hemorragia
LÍQUIDO para frenar la hemorragia

Pacotes disponíveis:
ALUSTAT GEL 5 ml
ALUSTAT GEL 10 ml
Paquetes disponibles:
ALUSTAT GEL 5 ml
ALUSTAT GEL 10 ml

ALUSTAT GEL

Cloreto de alumínio 25%
Cloruro de alumínio al 25%

CE 2409

GEL para estancar a hemorragia
GEL para frenar la hemorragia



TCA DENT

Ácido tricloroacético 35%
Ácido tricloroacético al 35%

CE

Pacotes disponíveis:
TCA DENT 10 ml
Paquetes disponibles:
TCA DENT 10 ml

Preparação para cauterização local das membranas mucosas
Preparación para la cauterización local de las mucosas

BEST-CORD NANO

CE 2409

Poliéster/ Poliamida fibra conjugada.
Impregnado com cloreto de alumínio: 000,0/000/00/0;
0,5 ± 0,3 mg/inch; 1/2: 1,0 ± 0,4 mg/inch; 1 cal (inch)
= 2,54 cm
Fibra conjugada de poliéster/poliamida.
Impregnado com cloreto de alumínio: 000,0/000/00/0;
0,5 ± 0,3 mg/inch; 1/2: 1,0 ± 0,4 mg/inch; 1 cal (inch)
= 2,54 cm



6 TAMANHOS
6 TAMAÑOS

000,0
000
00
0
1
2




Cordas de retração de malha com 254 cm de comprimento
Cordones de retracción de punta, 254 cm de longitud

O comprimento importa - 254 cm

Cuestiones de longitud - 254 cm



3 TIPOS



Possíveis variantes:
EMBALADORES DE CABO DE RETRAÇÃO
1. UNIVERSAL
2. REDONDO 1,5 mm
3. REDONDO 3 mm

Posibles variantes:
ENVASADORES DE CORDÓN DE RETRACCIÓN
1. UNIVERSAL
2. REDONDO 1,5 mm
3. REDONDO 3 mm

RETRACTION CORD PACKERS

CE

Ferramentas para embalar cordões de retração nos bolsos gengivais
Herramientas para envasar los cordones de retracción en las bolsas gingivales





Cada item de Conjunto de Barramento de Borracha disponível separadamente!
¡Cada elemento del juego de diques-goma está disponible por separado!

12 tipos de grampos
 Também disponível na versão em cetim

12 tipos de abraçadeiras
 También disponible en versión satinada

Conjunto disponível:
 PUNÇÃO DE BORRACHA
 FORÇEPS DOS GRAMPOS
 ARMAÇÕES DOS BARRAMENTOS DE BORRACHA (3 tamanhos)
 O CONJUNTO DE GRAMPOS
 BASE PARA GRAMPOS

Jogo disponível:
 PUNZÓN DEL GOMA-DIQUE
 FORÇEPS DE ABRAZADERA
 MARCOS DE GOMAS-DIQUE (3 tamaños)
 EL JUEGO DE ABRAZADERAS
 BASE PARA ABRAZADERAS



RUBBER-DAM SET



Ferramentas para barramento de borracha
Herramientas para el goma-dique

O conjunto inclui:
 PUNÇÃO BARRAMENTO BORRACHA
 FORÇEPS DOS GRAMPOS
 ARMAÇÃO DO BARRAMENTO DE BORRACHA (TAMANHO M)
 GRAMPOS Nº 12A, 13A, 208, 210

El juego incluye:
 PUNZÓN DE LA GOMA-DIQUE
 FORÇEPS DE ABRAZADERA
 MARCO DE LA GOMA-DIQUE (TAMAÑO M)
 ABRAZADERAS Nº 12A, 13A, 208, 210

Maxilares planos para pequenos molares inferiores (n.º 3).
 Asas enfeitadas para grandes molares superiores.
 As asas encaixam na curvatura da gengiva (n.º 5).
 Mandíbulas enfeitadas para as raízes dos molares (No W8A).
 Mandíbulas serrilhadas para molares inferior direito e superior esquerdo (n.º 12A).
 Mandíbulas serrilhadas para molares inferior esquerdo e superior direito (n.º 13A).
 Mandíbula pequena e grande para anteriores (n.º 210).
 Mordentes planos para anteriores (n.º 212).
 Mandíbulas arredondadas para pré-molares (n.º 27).
 Mandíbulas arredondadas para pré-molares (n.º 29).
 Maxilares pequenos e arco alto para anteriores e pré-molares (n.º 00).
 Asas, maxilares planos e grandes para pré-molares (n.º 2A).
 Asas enfeitadas, mandíbulas planas para grandes pré-molares (n.º 208).

Mandíbulas planas para molares inferiores pequenos (n.º 3).
 Aletas engastadas para grandes molares superiores.
 Las aletas se ajustan a la curvatura de la encía (n.º 5).
 Mandíbulas engastadas para las raíces de los molares (n.º W8A).
 Mandíbulas dentadas para los molares inferiores derechos y superiores izquierdos (n.º 12A).
 Mandíbulas dentadas para los molares inferiores izquierdos y superiores derechos (n.º 13A).
 Mandíbula pequeña y grande para los anteriores (n.º 210).
 Mandíbulas planas para los anteriores (n.º 212).
 Mandíbulas redondeadas para premolares (n.º 27).
 Redondeados y en las mandíbulas para los premolares (n.º 29).
 Mandíbulas pequeñas y arco alto para los anteriores y premolares (n.º 00).
 Aletas, mandíbulas planas y grandes para los premolares (n.º 2A).
 Aletas engastadas, mandíbulas planas para grandes premolares (n.º 208).

RECEBERADICIONALMENTE **de graça!**

- BARRAMENTO BORRACHA (lisa média)
- MOLDE BARRAMENTO BORRACHA PREMIUM com caneta
- LÍQUIDO DE BARRAMENTO BORRACHA
- Líquido de barramento de borracha fotopolimerizável
- GUARDANAPOS DE BARRAMENTO BORRACHA
- CORDÃO DE BARRAMENTO BORRACHA
- Cordão estabilizador de barramento dentário (médio)

¡ADEMÁS SE RECIBEN **gratis!**

- GOMA-DIQUE (medio liso)
- PLANTILLA DE GOMA-DIQUE PREMIUM con lápiz
- LÍQUIDO PARA GOMA-DIQUE
- Líquido para goma-dique fotopolimerizable
- TOALLITAS DE GOMA-DIQUE
- CORDÓN DE GOMA-DIQUE
- Cordón estabilizador del dique dental (medio)



Ferramentas para barramento de borracha Start Pack (Pacote Início)
Herramientas para el envase de inicio de gomas-dique

RUBBER-DAM SET MINI



Pacotes disponíveis:
 RUBBER-DAM LIQUID 1,2 ml
 RUBBER-DAM LIQUID MEGA PACK 4 x 1,2 ml

Paquetes disponibles:
 RUBBER-DAM LIQUID 1,2 ml
 RUBBER-DAM LIQUID MEGA PACK 4 x 1,2 ml

RUBBER-DAM LIQUID

Resinas de uretano, rellenos inorgánicos
 Resinas de uretano, cargas inorgánicas



Líquido de BARRAMENTO BORRACHA fotopolimerizável
Líquido de GOMA-DIQUE fotopolimerizable

Pacote disponível:
 36 peças
Variante disponíveis:
 - AZUL liso: médio 0,18 mm ou pesado 0,22 mm
 - VERDE menta: média 0,18 mm ou pesado 0,22 mm
 - PRETO menta: média 0,18 mm

Paquete disponible:
 36 uds.
Variante disponibles:
 - AZUL liso: medio de 0,18 mm o denso de 0,22 mm
 - VERDE menta: medio de 0,18 mm o denso de 0,22 mm
 - menta NEGRO: medio 0,18 mm

RUBBER-DAM



Pacotes disponíveis:
 RUBBER-DAM NAPKINS
 36 peças

Paquetes disponibles:
 RUBBER-DAM NAPKINS
 36 uds.

RUBBER-DAM NAPKINS



Cordão estabilizador de barramento dentário
Cordón estabilizador del dique dental



Cores disponíveis:
 ● preto
 ● púrpura
 ● azul
 ● vermelho
 ● verde
 ● amarelo
 ● branco

Pacotes disponíveis:
 RUBBER-DAM CORD fino
 RUBBER-DAM CORD médio
 RUBBER-DAM CORD grosso
Paquetes disponíveis:
 RUBBER-DAM CORD fino
 RUBBER-DAM CORD medio
 RUBBER-DAM CORD grueso

RUBBER-DAM CORD


Pacote como 1,2 m de cordão de barramento de borracha
 El paquete contiene 1,2 m de cordón de goma-dique

Anéis de silicone para marcação de instrumentos em estomatologia
Anillos de silicona para el marcado de instrumentos en estomatología

Coiores disponibles:
 ● negro
 ● púrpura
 ● azul
 ● rojo
 ● verde
 ● amarillo
 ● blanco

Pacotes disponíveis:
 SILICONE RINGS 20 peças
 SILICONE RINGS 100 peças
Paquetes disponibles:
 SILICONE RINGS 20 uds.
 SILICONE RINGS 100 uds.

SILICONE RINGS





GLUCOSITE

Digluconato de clorexidina, água oxigenada
Digluconato de clorhexidina, peróxido de hidrógeno

Pacotes disponíveis:
GLUCOSITE 2 ml
GLUCOSITE 50 ml
GLUCOSITE MONSTER PACK 10 x 2 ml
Paquetes disponibles:
GLUCOSITE 2 ml
GLUCOSITE 50 ml
GLUCOSITE MONSTER PACK 10 x 2 ml

LIQUIDO para bolsas gengivais
LÍQUIDO para las bolsas gingivales



GLUCOSITE GEL

Digluconato de clorexidina, água oxigenada
Digluconato de clorhexidina, peróxido de hidrógeno

Pacotes disponíveis:
GLUCOSITE GEL 2 ml
GLUCOSITE GEL 50 ml
GLUCOSITE GEL MONSTER PACK 10 x 2 ml
Paquetes disponibles:
GLUCOSITE GEL 2 ml
GLUCOSITE GEL 50 ml
GLUCOSITE GEL MONSTER PACK 10 x 2 ml

GEL para bolsas gengivais
GEL para bolsas gingivales

INOX

propanetriol (glicerol), Ph Eur água purificada, base de gel
propanetriol (glicerol), agua purificada Ph Eur, base de gel



Pacotes disponíveis:
INOX 2 ml
INOX MEGA PACK 4 x 2 ml
Paquetes disponibles:
INOX 2 ml
INOX MEGA PACK 4 x 2 ml

Gel que promove a polimerização completa dos compósitos dentários
Gel que promueve la polimerización completa de los composites dentales



RED DETECTOR

tetraetilrodamina 4-etilrodamina



Pacotes disponíveis:
RED DETECTOR 2 ml
Paquetes disponibles:
RED DETECTOR 2 ml

Detetor de cáries
Detector de caries



Aroma: -menta -laranja
Aroma: -menta -naranjas

PULP SPRAY




Pacotes disponíveis:
PULP SPRAY 200 ml
Paquetes disponibles:
PULP SPRAY 200 ml

SPRAY para testes de vitalidade da polpa
PULVERIZADOR para pruebas de vitalidad de la pulpa

aplicadores elásticos
aplicadores elásticos


para aplicação
para la aplicación



◀ **APLICADOR ELÁSTICO 27G direto** / APLICADOR ELÁSTICO 27G recto
comprimento / longitud: 41 mm
diâmetro / diámetro: 0,4 - 0,2 mm



◀ **APLICADOR ELÁSTICO 25G dobrado** / APLICADOR ELÁSTICO 25G dobrado
comprimento / longitud: 41 mm
diâmetro / diámetro: 0,5 - 0,3 mm




◀ **APLICADOR ELÁSTICO 22G curvo** / APLICADOR ELÁSTICO 22G curvo
comprimento / longitud: 32,3 mm
diâmetro / diámetro: 0,7 - 0,5 mm




◀ **APLICADOR ELÁSTICO 27G dobrado com dois furos laterais** / Aplicador elástico 27G dobrado con dos orificios laterales
comprimento / longitud: 35 mm
diâmetro / diámetro: 0,4 mm



◀ **APLICADOR ELÁSTICO 27G dobrado** / APLICADOR ELÁSTICO 27G dobrado
comprimento / longitud: 41 mm
diâmetro / diámetro: 0,4 - 0,2 mm



◀ **APLICADOR ELÁSTICO 25G curvado de longa duração** / APLICADOR ELÁSTICO 25G largo dobrado
comprimento / longitud: 56 mm
diâmetro / diámetro: 0,5 - 0,3 mm



◀ **APLICADOR ELÁSTICO 21G curvado de longa duração** / APLICADOR ELÁSTICO 21G largo dobrado
comprimento / longitud: 56 mm
diâmetro / diámetro: 0,8 - 0,6 mm

ACESSÓRIOS SUPLEMENTARES / ACCESORIOS ADICIONALES

Pacotes disponíveis:
1. APLICADORES ELÁSTICOS 10 peças
APLICADORES ELÁSTICOS 20 peças

2. APLICADORES DE GEL 20 peças
APLICADORES DE GEL 50 peças

3. APLICADORES DE PINCEL 10 peças
APLICADORES DE PINCEL 20 peças

4. APLICADORES PARA ESPUMA ALUSTAT 10 peças

5. APLICADORES PARA SYNTAX 5 peças

6. PAPEL PARA MISTURA DE PRODUTOS 30 peças

7. PIPETAS DE APLICAÇÃO 5 peças

Paquetes disponibles:
1. APLICADORES ELÁSTICOS 10 uds.
APLICADORES ELÁSTICOS 20 uds.

2. APLICADORES DE GEL 20 uds.
APLICADORES DE GEL 50 uds.

3. APLICADORES DE CEPILLO 10 uds.
APLICADORES DE CEPILLO 20 uds.

4. APLICADORES PARA LA ESPUMA ALUSTAT 10 uds.

5. APLICADORES PARA SYNTAX 5 uds.

6. PAPEL PARA MEZCLAR PRODUCTOS 30 uds.

7. PIPETAS DE APLICACIÓN 5 uds.



para sucção
para la succión



PROTEÇÃO PERFEITA
PROTECCIÓN PERFECTA

- Cores disponíveis:
- verde
 - azul
 - rosa
 - bege
 - branco
 - transparente
- Colores disponibles:
- verde
 - azul
 - rosa
 - bege
 - blanco
 - transparente

PROTECTIVE VISORS




CONFORTO com conjunto de lâminas

CONFORT con juego de láminas



LUZ DE CONFORTO com conjunto de lâminas


LUZ DE CONFORT con juego de láminas



EXCHANGEABLE FOILS FOR VISORS COMFORT



Pacotes disponíveis:
4 x RELAX (0,175 mm)
5 x STANDARD (0,125 mm)
4 x LIGHT RELAX (0,175 mm)
Paquetes disponibles:
4 x RELAX (0,175 mm)
5 x STANDARD (0,125 mm)
4 x LIGHT RELAX (0,175 mm)



Conjunto de lâminas de proteção amovíveis
JUEGO de láminas protectoras extraíbles

CONFORTO DO TRABALHO
CONFORT DE TRABAJO

PROTECTIVE VISORS ATTACHED TO GLASSES



Viseiras de proteção presas aos óculos
Viseras protectoras acopladas a las gafas



A embalagem inclui:
PROTECTIVE PADS FOR A PATIENT 20 peças
El envase incluye:
PROTECTIVE PADS FOR A PATIENT 20 uds.

PROTECTIVE PADS FOR A PATIENT




Almofadas de proteção para pacientes
Almohadillas de protección para un paciente

TAMANHO ÚNICO
TALLA ÚNICA

PROTECTIVE SHIELDS FOR A PATIENTS



A embalagem inclui:
Estrutura do escudo com ganchos de plástico + conjunto de folhas intercambiáveis - 8 peças
El envase incluye:
Marco del escudo con ganchos de plástico + juego de láminas intercambiables - 8 uds.



- Cores disponíveis:
- verde
 - azul
 - rosa
 - bege
 - branco
 - transparente
- Colores disponibles:
- verde
 - azul
 - rosa
 - bege
 - blanco
 - transparente

Escudos de proteção para pacientes
Escudos protectores para los pacientes

GLASSES FOR POLYMERIZATION



Copos para polimerização
Vidrios para la polimerización






ENDO-STATION GO
FÁCIL 3 / FÁCIL 3

ENDO-STATION GO
CAIXA DE GUTTA 12 / CAJA DE GUTA 12




ENDO-STATION GO
CAIXA DE GUTTA 2X3 / CAJA DE GUTA 2X3



ENDO-STATION GO
FÁCIL 2 / FÁCIL 2

ENDO-STATION GO
CAIXA DE GUTTA 2X6 / CAJA DE GUTA 2X6



ENDO-STATION CE

Linha de organizadores endodónticos
Línea de organizadores endodónticos

- Disponível em cores*:
● verde
● azul
○ transparente
- Disponible en colores*:
● verde
● azul
○ transparente

* CAIXA GUTTA ENDO-STATION GO disponível apenas transparente

* CAJA DE GUTA DE LA ENDO-ESTACIÓN GO disponible solo transparente

ENDO-STATION GO MINI CE



- Disponível em cores*:
● verde
● azul
○ transparente

- Disponible en colores:
● verde
● azul
○ transparente

DENTAL CONTRASTOR CE

- universal ● universal
● utilização única ● de un solo uso
● flexível ● flexible

A Foto perfeita!
¡Una foto perfecta!



15
peças
uds.
Anti-reflexo
Anti-reflexión



Pacotes disponíveis:
- FLUOR DEFENDER MINI
3 x 1 ml de preparação
+ conjunto de aplicadores
- FLUOR DEFENDER MAXI
10 x 1 ml de preparação
+ conjunto de aplicadores

Paquetes disponibles:
- FLUOR DEFENDER MINI
3 x 1 ml de preparación + juego de aplicadores
- FLUOR DEFENDER MAXI
10 x 1 ml de preparación + juego de aplicadores

FLUOR DEFENDER CE

0,1% fluorossilano (1600 ppm F),
HEMA, excipientes
0,1% de fluorossilano (1600 ppm F),
HEMA, excipientes.

Esmalte protetor com flúor para crianças
Esmalte protector con flúor para niños

MARKETING MATERIALS FOR PATIENT

Pacotes disponíveis:

1. STICKERS 3D 10 peças, 20 peças, 50 peças
 2. FOLHETO "TRATAMENTO DE CANAL RADICULAR" DEDICADO AO PACIENTE 20 peças, 50 peças, 100 peças
 3. PUPPET 1 peças, 2 peças, 3 peças
 4. CAIXAS PARA OS DENTES DE LEITE 5 peças
 5. DIPLOMA "PACIENTE CORAJOSO" mistura 20 peças
 6. JOGOS DE AVISO PARA UM PACIENTE CORAJOSO 20 peças
 7. CALENDÁRIO PARA LAVAGEM DE DENTES para crianças
- Conjunto incluído: calendário de lavagem de dentes, diploma, autocolantes, íman

Paquetes disponibles:

1. PEGATINAS 3D 10 uds., 20 uds., 50 uds.
 2. FOLLETO "TRATAMIENTO DEL CONDUCTO RADICULAR" DEDICADO AL PACIENTE 20 uds., 50 uds., 100 uds.
 3. MARIONETA 1 ud., 2 uds., 3 uds.
 4. CAJAS PARA DIENTES DE LECHE 5 uds.
 5. DIPLOMA "PACIENTE VALIENTE" mezcla de 20 uds.
 6. JUEGOS DE ADIVINACIÓN PARA UN PACIENTE VALIENTE 20 uds.
 7. CALENDARIO DE CEPILLADO DE DIENTES para niños
- El juego incluye: calendario de cepillado de dientes, diploma, pegatinas, ímán

Materiais de marketing para pacientes
Materiales de mercadotecnia para el paciente





Lavagem bucal especializada
Enjuague bucal especializado

- Pacotes disponíveis:**
- Pacote Início concentrado em seringa 50 ml + frasco + dispensador
 - concentrado em seringa 50 ml
- Paquetes disponíveis:**
- Envase de início concentrado em jeringa 50 ml + frasco + dispensador
 - concentrado em jeringa 50 ml

- Duas variantes disponíveis:**
- MENTA
 - ORIGINAL
- Dos variantes disponibles:**
- MENTA
 - ORIGINAL



6em1
6en1



SIGA-NOS / SÍGANOS



PPH CERKAMED

Wojciech Pawłowski



ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
Polónia / *Polonia*



+48 15 840 08 09
+48 15 842 35 85



export@cerkamed.pl



www.cerkamed.com

Versão
Versión



Find
us on
Facebook



Follow
us on
Instagram

